

Blockade™ film oluşturan Meme başı daldırma çözeltisi



- Çabuk ve geniş çaplı dezenfeksiyon
- Meme derisini doğal halde tutar, gerektiğinde iyileştirir
- Sağımlar arası memeyi olumsuz çevre şartlarından korur



Blockade, etkili cilt yumuşatma özellikleri ile kombine edilmiştir. Mastitis kontrolü için en iyi dezenfektasyonu garanti eder. Patenli teknoloji içeren Premium bir üründür.

Blockade'i diğer meme dezenfektanlarından ayrı tutan özellik, yıllar süren araştırmalar ve geliştirmeler sonucunda yüksek kaliteli bileşenlerden oluşan bir formül içermesidir.

Blockade, Patentli Gelişmiş Koruma Teknolojisi **ACT**, uygun iyot düzeyinde sürekli ve etkili mikrop öldürücü **I-tech** iyot teknolojisinin en iyi karışımıdır.

Blockade, deriyi yumuşatan nötr Ph değerinde formüle edilmiştir.

İçerdiği gliserin ve sorbitol ile sağım sonrası gerilen ve sertleşen meme başını yumuşatır ve meme başında oluşturduğu esnek film şeridi ile iki sağım arası meme başlarından bakterilerin meme içine girişini engeller. Bakterilerin süt sağma işleminden hemen sonra meme kanalına girmeden önce süratli bir şekilde öldürülmesini sağlamak gerekmektedir.

Esnek bariyer Blockade'e mahsustur. İnek başı günlük kullanım miktarı diğer bariyer ürünlere göre çok düşüktür.

Bazı bariyerli meme dezenfektanları neredeyse plastiğimsi bir film şeklinde kurur. Bunlar bazen çatlak veya kir ve bakterilerin içinde saklanabileceği uygun ortam oluşturur..



I-Tech, DeLaval'in mükemmel ve stabil serbest iyot seviyesi sağlayan iyot teknolojisidir. Aktif iyot dezenfekte edici aktivitesi ile tükenir tükenmez, kısıtlı iyottan yedek banka görevi gören daha fazla aktif serbest iyot açığa çıkartılmaktadır. Bu da zaman içerisinde hızlı ve etkili bakteri ölümlerinin sağlanması için devamlı bir süreçtir.

ACT, DeLaval'in derinin kurumasını önlerken aynı zamanda Blockade çözeltisinin cildin bütün küçük yarıklar ve oluklara iyice nüfus etmesini sağlayan patentli kozmetik taşıyıcı teknolojisidir. ve mükemmel ürün kalitesinin sağlanmasına

ACT'nin eşsiz formülasyonu kullanıcı memnuniyetini ve mükemmel ürün kalitesini sağlar. Formülasyonda gıda-kalitesinde bileşenler kullanılmaktadır.

Süt kalitesi için güvenlidir.

- Yüksek SHS ve mastitis seviyesi
- Düşük SHS fakat yüksek TBS
- Mastitisin çok olduğu kış aylarında
- Antibiyotik uygulamasından sonra
- Çevresel mastitise karşı dirençsiz olan yüksek verimli ineklerde

Sağımdan sonra sulandırmadan daldırma olarak kullanılır.

Memeleri uygun bir meme temizleme çözümü (Trionet, Biofoam, Islak meme havlusu "Wetcell") ile temizleyip, tek kullanımlık pamuklu veya kağıt havlu ile kurulayınız. Sürünüzün meme sağlığını düzenli olarak CMT veya DeLaval Somatik hücre ölçüm cihazı ile kontrol ediniz. Eğer bir hastalık belirtisi görürseniz, bir veterinerine başvurun.

Blockade çözelti doldurduğunuz daldırma kabını memeye daldırınız. Böylece iki sağım arasında memeyi dezenfekte etmiş ve bakterilere karşı korumuş olursunuz. 20lt - 60lt - 200lt 'lik ambalajlarda satışa sunulmuştur.

DeLaval Hayvancılık Ekipmanları
ve Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.

Atatürk Cad.No:372/1
35220 Alsancak-İzmir
Tel : (232) 464 18 60
Faks : (232) 463 99 12
www.delaval.com

Bayi Bilgileri :